

78	98	94	97	77	88	97	99	94	95
78	98	94	97	77	88	97	99	94	95
74	98	94	97	77	88	97	99	94	95
96	93	98	93	98	95	96	94	97	97
93	96	99	92	98	78	97	85	95	95
88	99	96							

de

en

es

fr

it

pt

nl

Analyticon Biotechnologies GmbH
Am Muehlenberg 10
35104 Lichtenfels
Germany
www.analyticon-diagnostics.com

IVD

CE

0123

Table 4: Bestellübersicht / Table 4: Order overview / Cuadro 4: Resumen del pedido / Tableau 4: Vue d'ensemble / Tabella 4: Panoramica dell'ordine / Tabella 4: Synthese des commandes / Table 4: Synthese des commandes

Table 4: Bestellübersicht / Table 4: Order overview / Cuadro 4: Resumen del pedido / Tableau 4: Vue d'ensemble / Tabella 4: Panoramica dell'ordine / Tabella 4: Synthese des commandes / Table 4: Synthese des commandes

CombiScreen®	[REF]	Σ	👁	Unifyze® 100 Pro	Unifyze® 500 Pro	ALB	ASC	BIL	BLD	CREA	GLU	KET	NIT	LEU	pH	PRO	SG	UBG
Glu PLUS	94501	50	■								■							
Nitrit PLUS	94506	50	■										■					
3 PLUS	94508 / 94108	50 / 100	■								■				■	■		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Unizen® 100 Pro
Unizen® 500 Pro

Clasificación de los reactivos: glucosa (CLASSE / RUS) 100 %
0 % Valor pH: 100 % Proteína 100 % Peso específico

Entre otros en los que se dispone de material de referencia

de referencia para ajustar los valores de pH de las sales inusuales. Unizen® 100 Pro, Unizen® 500 Pro y luego previamente establecido. En este caso, se permitieron un valor.

Coincidencia	
Unizen® 100 Pro	Unizen® 500 Pro
100 %	100 %
100 %	100 %

5

6

(2) Burts et al., "Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis", Elsevier, St. Louis (5th Edition), 2012

(3) McBride, "Textbook of Urinalysis and Body Fluids: A Clinical Approach", Lippincott Williams and Wilkins, 1998

(4) S-3 Leitlinie AWMF-Register-Nr. 043/044 Harwegsinfectionen „Epidemiologie, Diagnostik, Therapie und Management unkomplizierter bakterieller ambulant erworben"

Harwegsinfectionen bei erwachsenen Patienten", 2010

(5) Brunzel et al., "Fundamentals of Urine and Body fluid", Elsevier

[REF]	Número de artículo
[FAB]	Fabricante
[IMP]	Importador
[C]	Contenido suficiente para <i>n</i> pruebas
[DISTR]	Distribuidor
[UDI]	Identificador único del dispositivo

Parameter	CCLM 61	P9001_21_001_01_02.01_202508
ASC	Acido ascorbico	Acido ascorbico
BLO / Ery	Erythrocytes	Erythrocytes
GLU	Glucose	Glucose
LEU	Leucocytes	Leucocytes
pH	Valor pH	Valor pH
SG	Peso específico	Peso específico
ACR	Relación albumina-creatinina	Relación albumina-creatinina
n.a.	No aplicable	No aplicable

