


CombiScan 100 Auswertegerät



**Urinanalyse –
leicht und
schnell**




- CCD Farbbildsensor-Technologie
- LCD Display
- Probendurchsatz bis zu 120 Messungen/Stunde
- Anschlussmöglichkeit für PC, Barcode-Scanner und Tastatur
- Automatische Korrektur der Urineigenfärbung



Der auswechselbare Streifenhalter kann zur Reinigung leicht entnommen werden.



Einfach wechselbares Thermopapier für den eingebauten Drucker. Rollenbreite: 57 mm, Durchmesser: 50 mm.



Rückseitige Anschlüsse des Combi-Scan® 100: ① = Stromversorgung 7,5 V, ② = USB-Anschluss, ③ = Tastaturanschluss



UriConnect
sorgt für eine direkte Übertragung der Analysedaten vom Messgerät in die Patientenakte Ihrer Arztpraxis-Software.

Eigenschaften & Funktionen:

- Automatische Korrektur der Urineingefärbung
- Dateneingabe per Tastatur und Barcode Scanner
- Variable Formatauswahl beim Drucken der Ergebnisse und der Uhrzeit/Datum

Technische Daten:

- CCD Farbbildsensor-Technologie
- Probendurchsatz: 120 Streifen/Stunde im schnellen Messmodus, 40 Streifen/Stunde im langsamen Messmodus
- Display: 2 x 24 Zeichen LCD
Sprachen: englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch
- Ausgabeoptionen:
Sprachen: chinesisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch
Ergebnistypen: SI-Einheiten (z. B. mmol/l), konventionelle Einheiten (z. B. mg/dl) oder in Abstufungen (z. B. +/-)
- Drucker: leiser, interner Drucker für Thermopapier mit der Größe: 57 mm x Ø 50 mm
- Speicher: die letzten 500 Ergebnisse
- Schnittstellen: USB und PS2
- Externer Netzstecker: 7,5 V DC/3A

Zubehör: (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Tastatur
- Barcode Scanner

(technische Änderungen vorbehalten)

Urin-Analysegerät

Combi-Scan® 100

Art.-Nr.

A93009

Urin-Teststreifen

Combi-Screen® 11SYS PLUS* 100 Streifen

Inhalt

100 Streifen

Art.-Nr.

94100

* mit Ascorbinsäure geschütztem Blut- und Glucose-Testfeld

Parameter:

Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Ascorbinsäure, Glucose, Protein, Blut, pH-Wert, Nitrit, Leukozyten, Spezifisches Gewicht

Combi-Screen® und Combi-Scan® sind eingetragene Warenzeichen der Analyticon Biotechnologies AG.

Händler-Information:

**Analyticon
Biotechnologies AG**

Am Mühlberg 10
35104 Lichtenfels - Germany

Tel. +49 (0) 6454 7991-0
Fax +49 (0) 6454 7991-30

info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com