

Arab Health 2016



Der Urilyzer® Duo ist eine neu konzipierte vollautomatische Urin Workstation. Sie besteht aus einem Urinteststreifen- und Urinsedimentanalyser.

Die Vorteile der Pipettiertechnologie in Kombination mit einem neu entwickelten Messkopf zur Auswertung der CombiScreen® 11Auto Urinteststreifen zeichnen das Urinteststreifensystem aus. Der Sedimentanalyser liefert hochwertige Bilder inklusive einer automatischen Identifikation und Klassifikation der Partikel, die stets am Bildschirm verifiziert werden können. Die Ergebnisse werden in einem gemeinsamen Report dargestellt.

Wir danken allen Besuchern der Arab Health für ihr großes Interesse an der Präsentation unserer Neuheiten.