

## Urilyzer 100 Pro

### Software Update:

- Teststreifen LOT und Verfallsdatum Management - Die Streifenlot mit zugehörigem Expiry kann in der Software hinterlegt werden. Die eingetragenen Daten werden auf dem Start-Button dargestellt.
- Patienten ID Management - Optional kann die Einstellung vorgenommen werden, dass für jede Patienten Messung die Patienten ID angegeben werden muss.
- Einstellungen Management - Einstellungen können vom Gerät exportiert und auf ein neues Gerät importiert werden.
- QC Sollwerteingabe - Der Sollwertzettel der CombiScreen Control PN enthält einen zweidimensionalen Barcode. Sollwerte können per Barcode in das Gerät eingelesen werden.
- Anwender Management - Anwender-Liste kann vom Gerät gelöscht oder exportiert und auf ein neues Gerät importiert werden.

Erfahre mehr unter: [Urilyzer 100 Pro](#)