

CombiScreen Dip Check / CombiScreen Drop Check jetzt erhältlich!

- Basiert auf humanem Urin
- Geeignet für POC-Tests
- Bruchsichere Fläschchen (Polystyrol)
- 2D-Barcode auf Reagenzfläschchen zur direkten Eingabe von Chargennummer und Zielwerten in Urilyzer[®] 100 Pro und Urilyzer[®] 500 Pro Geräte
- Zielwerte für CombiScreen[®] Teststreifen sowie andere Teststreifenmarken
- Parameter: Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Glucose, Protein, Blut, pH, Nitrit, Leukozyten, spezifisches Gewicht, Kreatinin und hCG
- Qualitative hCG-Werte

[Mehr Informationen hier.](#)