

## Der Autosampler für den Hemolyzer 5 NG (closed mode) ist jetzt verfügbar!

Durch den neuen Autosampler werden Proben vollautomatisch gemessen, wodurch die Effizienz erhöht und der Arbeitsablauf im Labor vereinfacht wird. Der Autosampler ist mit zwei Probenracks mit je 50 Positionen, einem eingebauten Probenmischer und Barcodereader ausgestattet. Mit Hilfe dieser Eigenschaften ist ein reibungsloser Ablauf in Ihrem Labor sichergestellt.

