

Moderne Urinanalyse ist schnell, zuverlässig und preiswert!


Unsere Teststreifen-Auswertegeräte Urilyzer® 100 Pro und Urilyzer® 500 Pro bieten in Verbindung mit der Übertragungs-Software UriConnect Pro höchsten Bedienkomfort.

Diese Softwarelösung ist für Sie kostenfrei verfügbar.

UriConnect Pro sorgt für eine bidirektionale Übertragung der Patientendaten aus der Patientenakte zum Messgerät und der Analysedaten vom Messgerät zurück in die Patientenakte Ihrer Arztpraxis-Software. Alle marktführenden Programme verfügen über diese GDT-Standard-Schnittstelle.

Verschenden Sie keine Zeit mehr mit manueller Übertragung der Messergebnisse. Der schnelle und sichere Weg der Analysedaten in Ihre Arztpraxis-Software ist ganz einfach:

1. Patientenakte aufrufen
2. Messanforderung abschicken
3. Messung durchführen – fertig!



UriConnect Pro ist kompatibel und erfolgreich getestet mit der Software führender Hersteller.

* auf Anfrage





Urilyzer® 100 Pro

bietet kompromisslos einfache Handhabung, höchste Qualität und Effizienz. Durch die mehrstufige Benutzerverwaltung und erweiterte Anbindungsmöglichkeiten stellt sich das System den wachsenden Anforderungen des Daten-Managements. Mit bis zu 120 Messungen/Std. optimal für Arztpraxen und kleinere Labors geeignet.



Urilyzer® 500 Pro

Mit vielen neuen Funktionen übernimmt es die Nachfolge des bewährten CombiScan® 500. Der hohe Durchsatz von bis zu 500 Tests/Stunde in Verbindung mit modernsten Benutzer- und Datenverwaltungsfunktionen macht ihn zum idealen System für mittelgroße bis größere Laboratorien und Krankenhäuser.



CombiScreen® 11 SYS PLUS

Die ultimative Lösung für unsere Geräte: Urin-teststreifen mit Ascorbinsäureschutz zum Einsatz auf den Analysegeräten Urilyzer® 100 Pro und Urilyzer® 500 Pro – selbstverständlich auch zur visuellen Auswertung geeignet. Zahlreiche weitere Modelle zur visuellen Auswertung auf Anfrage.



UriConnect Pro

sorgt für eine direkte Übertragung der Analyse-daten vom Messgerät in die Patientenakte Ihrer Arztpraxis-Software, sofern diese eine Anbindung externer Geräte nach GDT-Standard ermöglicht. Unterstützt werden alle führenden Software-Hersteller.

Händler-Information:

**Analyticon
Biotechnologies AG**

Am Mühlenberg 10
35104 Lichtenfels - Germany

Tel. +49 (0) 6454 7991-0
Fax +49 (0) 6454 7991-71

info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com