

Nuestra insignia en uroanálisis




- Analizador de orinas totalmente automatizado
- Pantalla táctil amigable al usuario
- Procesamiento de 250 pruebas por hora
- Cuenta con conexión a la interfase del laboratorio
- Lector de código de barras integrado



Contenedor interno para 150 tiras reactivas



Cajón de desechos para la eliminación higiénica de las tiras utilizadas.



Pantalla touchscreen de alta resolución amigable con el usuario

Características y funciones:

- Manejo de muestras y de tiras totalmente automatizado
- Pantalla touchscreen de gran tamaño conveniente para la operación
- Lector de código de barras integrado
- Ingreso de datos vía teclado
- Carga de más de 100 muestras son posibles
- Compensación de color en orina
- Es posible Interfazar con el sistema de red del laboratorio.


Datos técnicos:

- Tipo: Sensor de imagen a color CCD
- Procesamiento de 250 tiras/hora
- Pantalla táctil de 170 x 130 mm
- Memoria: Almacena los últimos 9999 resultados
- Interfaces: USB, RS 232, Interface serial, monitor, LAN

Opcionales:

- Teclado, Monitor y Ratón
- Extensión para sistema de análisis de sedimento (bajo desarrollo)

(Todas las modificaciones a la vista de los avances técnicos están reservadas)



Conexiones en la parte posterior: ① = teclado, ② = mouse, ③ = interfase serial, ④ = monitor, ⑤ = LAN, ⑥ + ⑦ = USB



Analizador de tiras de orina
Combi Scan® XL

Art.-#
A93007

Tiras de prueba para orina
Combi-Screen® 11SYS
Combi-Screen® 11SYS PLUS

Presentación del tubo **Art.-#**
100 tiras 93 100
100 tiras 94 100

Parámetros:

Bilirrubina, Urobilinogeno, Cetonas, Acido Ascórbico, Glucosa, Proteínas, Sangre, pH, Nitritos, Leucocitos, Gravedad Específica.

Combi-Screen® y Combi Scan® son marcas registradas de Analyticon Biotechnologies AG.

Información del distribuidor

Analyticon
Biotechnologies AG

Am Mühlenberg 10
35104 Lichtenfels - Germany

Tel. +49 (0) 6454 7991-0
Fax +49 (0) 6454 7991-71

info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com