

## Analyse d'urine – au plus vite



- Capteur CCD couleur
- Écran LCD
- Jusqu'à 500 tests par heure
- Interface de connexion sur PC, lecteur de code barre et clavier PC
- Correction de la couleur de l'urine

## Performances et fonctions :


- Détection de bandelettes automatique et mode stand-by
- Possibilité de saisie de données par clavier et lecteur de code barre
- Sélection de multiples formats pour l'impression des Les Résultats, date et heure
- Unités et échelles de concentration modifiables
- Insertion et mesure automatique des bandelettes



Le système de chargement continu offre un débit élevé allant jusqu'à 500 tests / heure.



La bac de réception des bandelettes utilisées en garantit le traitement hygiénique.



Connexions à l'arrière du CombiScan 500: ① = alimentation de courant : 7,5V, ② = DIN 5, ③ = RS 232

## Données techniques

Type :	Capteur couleur CCD
Throughput :	Jusqu'à 500 tests par heure
Affichage LCD :	2x24 caractères, Langues: Anglais, Allemand, Français, Italien et Espagnol
Option sortie :	Langues: Anglais, Allemand, Chinois, Français, Italien et Espagnol Unités: SI (e.g. mmol/l), conventionnelles (e.g. mg/dl) et arbitraire (e.g. +/-)
Imprimante interne :	Silencieuse, pour papier thermique de 57 mm de largeur et 50 mm de diamètre
Mémoire :	999 derniers enregistrements
Dimensions :	480 x 290 x 165 mm
Interfaces :	RS 232 et DIN 5, alimentation par adaptateur externe : 7,5 V DC/3 A
En option :	Clavier, lecteur de code barre

## Consommables



**Lecteur d'analyse d'urine**  
CombiScan® 500

**Bandelettes urinaires**  
CombiScreen® 11SYS PLUS  
CombiScreen® 11SYS

**Contrôle**  
CombiScreen® Control PN

**Contenu**  
100/150 band.  
100/150 band.

**Contenu**  
2 x 15 ml

**No. d'article**  
A93005

**No. d'article**  
94100/94150  
93100/93150

**No. d'article**  
93001



## Analyticon Biotechnologies AG

Am Muehlenberg 10 · 35104 Lichtenfels - Germany · Tél.: +49 6454 7991-0  
www.analyticon-diagnostics.com · info@analyticon-diagnostics.com

