

CombiScreen® contrôles urinaires



CombiScreen® Dip Check

Art.-No. 93010

Solution prête à l'emploi pour l'immersion

2 x 15 ml (Level 1 + Level 2)

Durée de conservation après ouverture à 2–8 °C: 75 jours ou 20 plongées

CombiScreen® Drop Check

Art.-No. 93015

Solution prête à l'emploi pour parsemer

2 x 5 ml (Level 1 + Level 2)

Durée de conservation après ouverture à 2–8 °C: 18 mois ou 20–25 °C: 30 jours

Fonction:

- Basé sur l'urine humaine
- Approprié au POC test
- Flacons incassables (polystyrène)
- 2D code-barres sur les flux de test pour entrer directement les numéros de lot et les valeurs cibles dans Urilyzer® 100 Pro et Urilyzer® 500 Pro appareils
- Valeurs cibles pour les marques de bandelettes de test CombiScreen® ainsi que d'autres marques de bandelettes de test
- Paramètre: bilirubine, urobilinogène, cétone, glucose, protéine, sang, pH, nitrite, leucocytes, densité, créatinine, microalbumine et hCG
- Valeurs qualitatives hCG

CombiScreen® contrôles urinaires couvrent une large bande passante d'analytes, y compris marqueur de grossesse et microalbumine. Les commandes ont été conçues pour l'utilisation manuelle et de l'appareil. Pour surveiller la fonction des pneumatiques d'urine.

Analyticon Biotechnologies GmbH

Am Muehlenberg 10
35104 Lichtenfels - Germany
Tél.: +49 6454 7991-0
info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com

agile - affordable - accurate