

Controles de orina CombiScreen®



CombiScreen® Dip Check Núm. de Art: 93010

Control de balde listo para usar

2 x 15 ml (nivel 1 + nivel 2)

Estabilidad de vial abierto (2 - 8 °C) de 75 días o 20 mediciones (lo que ocurra primero)

CombiScreen® Drop Check Núm. de Art: 93015

Control de gotero listo para usar

2 x 5 ml (nivel 1 + nivel 2)

Estabilidad de vial abierto de 18 meses (2 - 8 °C) o 30 días (20 - 25 °C)

Características:

- Basado en material humano estándar
- Adecuado para su uso en pruebas POC
- Viales a prueba de rupturas (poliestireno)
- Código de barras 2D en el vial del tubo para el ingreso directo del número de lote y los valores objetivos en los instrumentos Urilyzer® 100 Pro y Urilyzer® 500 Pro
- Valores objetivos para las tiras reactivas CombiScreen®, así como para otras marcas
- Parámetros: Bilirrubina, Urobilinógeno, Cetonas, Glucosa, Proteína, Sangre, pH, Nitritos, Leucocitos, Gravedad Específica, Creatinina, Microalbúmina y hCG
- Valores cualitativos de hCG

Los controles de orina CombiScreen® cubren una amplia gama de analitos, incluidos los marcadores de embarazo y la microalbúmina. Los controles están diseñados para su uso en métodos manuales y automatizados, para monitorear el rendimiento de una variedad de tiras reactivas de orina.

Analyticon Biotechnologies GmbH

Am Muehlenberg 10
35104 Lichtenfels - Germany
Tél.: +49 6454 7991-0
info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com

agile - affordable - accurate

CombiScreen® contrôles urinaires



CombiScreen® Dip Check

Art.-No. 93010

Solution prête à l'emploi pour l'immersion

2 x 15 ml (Level 1 + Level 2)

Durée de conservation après ouverture à 2–8 °C: 75 jours ou 20 plongées

CombiScreen® Drop Check

Art.-No. 93015

Solution prête à l'emploi pour parsemer

2 x 5 ml (Level 1 + Level 2)

Durée de conservation après ouverture à 2–8 °C: 18 mois ou 20–25 °C: 30 jours

Fonction:

- Basé sur l'urine humaine
- Approprié au POC test
- Flacons incassables (polystyrène)
- 2D code-barres sur les flux de test pour entrer directement les numéros de lot et les valeurs cibles dans Urilyzer® 100 Pro et Urilyzer® 500 Pro appareils
- Valeurs cibles pour les marques de bandelettes de test CombiScreen® ainsi que d'autres marques de bandelettes de test
- Paramètre: bilirubine, urobilinogène, cétone, glucose, protéine, sang, pH, nitrite, leucocytes, densité, créatinine, microalbumine et hCG
- Valeurs qualitatives hCG

CombiScreen® contrôles urinaires couvrent une large bande passante d'analytes, y compris marqueur de grossesse et microalbumine. Les commandes ont été conçues pour l'utilisation manuelle et de l'appareil. Pour surveiller la fonction des pneumatiques d'urine.

Analyticon Biotechnologies GmbH

Am Muehlenberg 10
35104 Lichtenfels - Germany
Tél.: +49 64 54 7991-0
info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com

agile - affordable - accurate