

CombiScreen® Drop Check:

# Kompakte und effiziente Lösung für Ihr Qualitätsmanagement

Gebrauchsfertige Urinkontrolle zum Tropfen

Große Bandbreite von Analyten einschließlich Schwangerschaftsmarker und Mikroalbumin

2 x 5 ml (Level 1 + Level 2)

Haltbarkeit nach Öffnung 18 Monate (bei 2–8 °C) oder 30 Tage (bei 20–25 °C)



## Eigenschaften:

- Basiert auf humanem Urin
- Parameter: Bilirubin, Urobilinogen, Ascorbinsäure, Keton, Glucose, Protein, Blut, pH, Nitrit, Leukozyten, spezifisches Gewicht, Mikroalbumin, Kreatinin und hCG
- Zielwerte für CombiScreen® Urinteststreifen sowie andere Teststreifenmarken
- 2D-Barcode ermöglicht die direkte Eingabe von Chargennummer und Zielwerten bei Auswertung der Teststreifen an Urilyzer®100 Pro und Urilyzer® 500 Pro Geräten
- Geeignet für patientennahen Einsatz



Analyticon Biotechnologies AG

[www.analyticon-diagnostics.com](http://www.analyticon-diagnostics.com) | [info@analyticon-diagnostics.com](mailto:info@analyticon-diagnostics.com) | +49 6454 7991 0