

Kyvety Urilyzer® Cell

REF

ULC001

Návod na použitie

Zamýšľané použitie:

Kyvety Urilyzer® Cell sú jednorazové polykarbonátové nádoby na vzorky, ktoré sa používajú na analýzu necentrifugovaných vzoriek ľudského moču pomocou analyzátorov močového sedimentu Urilyzer® Cell. Sú určené na profesionálne, laboratórne použitie. Sú určený na diagnostické použitie in vitro.


Princíp testu:

Kyvety Urilyzer® Cell sú nádoby na vzorky, ktoré umožňujú mikroskopickú analýzu vzoriek moču.

Materiály neposkytnuté k dispozícii:

- Analyzátor močového sedimentu Urilyzer® Cell
- Všeobecné laboratórne vybavenie

Používanie kyviet:



1 Umiestnite držiak kyvety do analyzátoru

2 Odstráňte uzatváraciu pásku držiaka kyvety

Podmienky prostredia

Teplota skladovania	0 – 45°C
Prepravná teplota	-25°C – 60°C
Prepravná vlhkosť	20 – 80 %
Prevádzková teplota	5°C – 40°C
Prevádzková vlhkosť	20 – 80 %



Upozornenia a varovania

- kyvety neuchovávajúte na priamom slnečnom svetle.
- Pred inštaláciou do analyzátoru neodstraňujte uzatváraciu pásku z držiaka kyvety.
- Z analyzátoru nevyberajte čiastočne naplnené držiaky na kyvety.
- Každá kyveta je na jedno použitie, nikdy nevykonávajte test s predtým použitou kyvetou.
- Keďže moč je tekutina ľudského pôvodu, môže byť infekčná a môže predstavovať biologické riziko.
- S použitými kyvetami Urilyzer® Cell a kontaminantmi moču zaobchádzajte opatrne.
- Odpad likvidujte v súlade s prijatými laboratórnymi pokynmi a postupmi.
- Kyvety použite pred uplynutím doby použiteľnosti.



Podrobné informácie o odbere vzoriek, možných prípravných krokoch, výpočte výsledkov, analytických a výkonnostných charakteristikách, interferenciách, obmedzeniach, postupoch kontroly kvality, špecifických upozorneniach a výstrahách nájdete v návode na použitie analyzátoru.

Hlásenie incidentov

Informujte servisného zástupcu spoločnosti Analyticon Biotechnologies a miestne príslušný orgán o všetkých závažných udalostiach, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tohto výrobku.

Symbols:



Jedinečný identifikátor zariadenia



Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro



Katalógové číslo



Číslo šarže



Označenie CE identifikuje, že výrobok je v súlade s platnými smernicami Európskej únie



Spotrebujte do



Teplotný limit



Výrobca



Uchovávajúte mimo dosahu slnečného svetla



Prečítajte si elektronický návod na použitie



Obmedzenie vlhkosti



Upozornenie



Obsahuje dostatočné množstvo pre 600 testov



NEPOUŽÍVAJTE opätovne



Krajina výroby a dátum výroby



Distribútor

História verzií

Verzia	Dátum	Zmeny
1	2025.07.11	Prvé vydanie



Výrobca:

77 Elektronika Kft.
98. Fehérvári út č. 98., 1116 Budapest
Hungary
www.en.e77.hu
sales@e77.hu
Tel: + 36 1 206 - 1480
Fax: + 36 1 206 - 1481



Distribútor:

Analyticon Biotechnologies GmbH
Am Muehlenberg 10
35104 Lichtenfels, Germany
info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com